

Activity 885 Mark 2 Für Ihre Bedürfnisse im Dentallabor

Schnell.

Ein Komplettkiefer wird in nur 29 Sekunden vom Activity 885 Mark 2 gescannt.

Effizient.

Artikulierte Scannen möglich mit Activity 885 Mark 2


Unkompliziert.

Ausgabe als offene STL-Datei und einfaches Handling.

Der vollautomatische Activity 885 Mark 2 ist das Nachfolgemodell des beliebten Activity 885. Der Activity 885 Mark 2 ist bis zu 50 Prozent schneller als sein Vorgänger. Der Scanner punktet mit einer komfortablen Ausstattung, die neben einer 36-monatigen Garantie auch das Software-Modul secondDie umfasst. Mit secondDie wird der Scan-Prozess um bis zu 40 Prozent schneller. Der Activity 885 Mark 2 vollendet – dank Speed-Update – in nur 40 Sekunden die Datenerstellung einer segmentierten 3-gliedrigen Brücke.

Selbstverständlich kann der Activity 885 Mark 2 artikulierte Kiefermodelle 100-prozentig kondylenbezogen erfassen. Ein Fixator aus unserem Zubehörangebot kann einfach dazu bestellt werden.

Durch das patentierte Scan-Fixator-System werden die Scan-Daten artikulierter Kiefermodelle lagerichtig in die virtuelle CAD übergeben.



**Windows
10 fähig!**

TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit nach DIN EN ISO 12836:2013-01	6 µm
Größe (BxHxT)	490 x 430 x 440 mm
Messfeld	80 x 60 x 85 mm
Gewicht	32 kg
Netzspannung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Anschluss	USB
Ausgabeformat	STL
Garantie	36 Monate