



smart optics
Lise-Meitner-Allee 10
44801 Bochum
Germany

☎ 0049 234 298280
☎ 0049 234 2982820
🌐 www.smartoptics.de
✉ info@smartoptics.de

smart optics Activity 888

Bedienkomfort

Selbst bei kompliziertesten
Implantatarbeiten

High-Performance

Für ambitionierte
Dentallabore und
implantologische Praxen

Hochpräzise

Höchste Genauigkeit
und brillante Detailtiefe



✓ dental Scan

✓ secondDie

✓ Textur-Scan monochrom

🔍 multiDie

🔍 multiCase

🔍 Fixator-Scan

🔍 Triple Tray® Abdruck-Scan

Kompatibel mit exocad® Dental CAD

Activity 888

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	490 x 430 x 440 mm
Messfeld (X x Y x Z)	80 x 60 x 85 mm
Auflösung	2,8 MP
Messgenauigkeit (nach ISO 12836)	4 µm
Gewicht	34 kg
Versorgungsspannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Anschlüsse	2x USB
Gehäusefarbe	Anthrazit
Lieferumfang	1x Activity 888 1x Objekthalter 1x 3D-Kalibrationsmodell 2x USB-Kabel 1x Netzkabel 1x CD

Features

dental Scan	✓
secondDie	✓
Textur-Scan <small>monochrome</small>	✓
Kompatibel mit exocad® Dental CAD	✓
Fixator-Scan	🔑
multiDie	🔑
Triple Tray®-Abdruck-Scan	🔑
multiCase	🔑

Be smart. Be professional.



Messgeschwindigkeit

Komplettkiefer

Scanning	19 sec
Postprocessing	17 sec
Total	36 sec

Einzelstumpf

Scanning	30 sec
Postprocessing	12 sec
Total	42 sec

3-gliedrige Brücke

Scanning	43 sec
Postprocessing	27 sec
Total	70 sec

Kontakt für weitere Informationen



smart optics
Lise-Meitner-Allee 10
44801 Bochum
Germany

☎ 0049 234 298280
📠 0049 234 298280
🌐 www.smartoptics.de
✉ info@smartoptics.de

📘 smartopticsDE
🐦 smartopticsDE
📺 SmartOpticsVideos

Activity 888

Be smart. Be professional.

Für Perfektionisten: Activity 888



Implantatsteg- und -brücken sind in Hinblick auf Genauigkeit die anspruchsvollsten Arbeiten im Dentallabor. Der Activity 888 überzeugt besonders durch seine beeindruckende Präzision und wurde daher von smart optics als „High Performance“-Dentalscanner speziell für ambitionierte Dentallabore und implantologische Praxen entwickelt, die großen Wert auf höchste Genauigkeit und Detailtiefe legen.

Der Activity 888 ermöglicht selbst Scans für komplizierteste digitale Implantatarbeiten innerhalb kürzester Zeit. Egal ob implantatgetragene Stegkonstruktionen oder direkt verschraubte implantatgetragene Brücken, mit dem Activity 888 und der neuen Anwendersoftware dental Scan meistern Sie jede noch so komplizierte Aufgabe. Natürlich übernimmt der „High Performance“-Scanner die bewährten Module der Activity-Reihe wie secondDie und multiCase sowie das neue Modul multiDie. Aber auch die patentierten Scanfixatoren, die das schädelrichtige Übertragen der Kondylenpositionen gewährleisten, sind natürlich verfügbar.



- **High-Performance**
Für ambitionierte Dentallabore und implantologische Praxen
- **Bedienkomfort**
Selbst bei kompliziertesten Implantatarbeiten
- **Hochpräzise**
Höchste Genauigkeit und brillante Detailtiefe

Kontakt für weitere Informationen



smart optics
Lise-Meitner-Allee 10
44801 Bochum
Germany

☎ 0049 234 298280
☎ 0049 234 298280
🌐 www.smartoptics.de
✉ info@smartoptics.de

📘 smartopticsDE
🐦 smartopticsDE
📺 SmartOpticsVideos